

Digitalizace poznámek a nákresů

BodĚpen System

BodĚpen System

BodĚpen system je designován tak, aby zachytil ručně psané poznámky, nákresy nebo vyplněné formuláře. Zapsanou či nakreslenou informaci přeneše ve formátu PDF do hostitelského počítače. PDF záznam je připraven k odeslání či archivaci bez nutnosti skenování či přepisování.

Specifikace

Součástí systému BodĚpen je digitální inkoustové psací pero, speciální papír BodĚpaper a kolíbká s USB portem pro připojení k hostitelskému počítači, který je vybaven předinstalovaným software pro zpracování dat z BodĚpen.

Vlastnosti produktu

Přizpůsobitelnost

BodĚpen System nabízí aplikace vyhovující jakýmkoli účelům. Digitální pero zaznamená jakýkoli typ informací, od nákresů, přes poznámky, vyplněné formuláře, až po kompletní zápis z ohledání místa činu.

Díky formulářům připraveným dle požadavků zákazníka je možné zefektivnit jakýkoli proces a usnadnit provádění záznamů. Stačí, když nám poskytnete návrh vašeho formuláře a Forezní DNA servis Vám dodá předtisknutý formulář, který bude rozpoznatelný digitálním perem.

Jednoduchost

Systém nabízí jednoduché volby pro ukládání, tisk, prohlížení a posílání e-mailem.



Věrohodnost

BodĚpen System zaručuje autentičnost a věrohodnost informací, protože je vyžadována registrace pera a papíru, dokument je navíc při vytváření opatřen časovou značkou. Výstupem je PDF soubor, který umožňuje jednoduchou manipulaci a prohlížení.

Kompatibilita

BodĚpen System je kompatibilní s většinou operačních systémů, včetně Microsoft® Windows 2000 a Windows XP.


BodĚpen System je také kompatibilní s většinou emailových aplikací, jako je Microsoft® Outlook®, Microsoft® Hotmail® a AOL 8.0..

Specifikace systému BodĚpen

Hmotnost	18 g
Délka	15 cm
Paměť digitálního pera	1MB ~ 40 stránek
Baterie	Dobíjecí baterie, 8 hodin životnost mezi nabíjenými

Systémové požadavky

- ✚ IBM nebo kompatibilní PC s operačním systémem Windows® 2000, Windows® XP Home nebo Pro
- ✚ Procesor Pentium III-700MHz nebo lepší
- ✚ RAM: min.128 MB; doporučeno 256 MB
- ✚ Přibližně 300MB volného místa na disku
- ✚ USB Port
- ✚ Rozlišení obrazovky 800x600 a 256 barev
- ✚ Microsoft®.NET Framework 1.1 (součástí instalačního CD)
- ✚ Microsoft® Internet Explorer 5.01 nebo vyšší (součástí instalačního CD)
- ✚ MAPI klient pro podporu e-mailu



Časté dotazy

Může být digitální pero BodEpen použito na více druhů formulářů? **ANO.**

Může být na jednom formuláři použito více digitálních per? **ANO**

Může se formulář později aktualizovat? **ANO**

Může více uživatelů sdílet stejný formulář? **ANO**, pokud jsou data přenášena pod stejným uživatelským jménem.

Může větší počet uživatelů na různých počítačích sdílet stejný formulář?

NE, všechny soubory BodEpen jsou explicitně uloženy v systémových adresářích uživatele.

Provádí digitální pero záznam textu, když je používáno na normálním papíře?

NE, na normálním papíře se chová jako normální inkoustové pero.

Jak se pero dobíjí?

Vložením do dobíjecí kolíčky připojení pomocí **USB** k počítači.

Produkt	Množství	Kat. číslo	Cena bez DPH
BodEpen System	NA	P01D41	23 000 Kč
Speciální papír BodEpaper	Min. 100 ks	P01D50	Na dotaz

Výhradním distributorem systému BodEpen v ČR a na Slovensku je Forezní DNA servis, s.r.o.



DNA.com.cz

Forezní DNA servis, s.r.o.

Nad Štolou 18, 170 00 Praha 7

GSM.: +420 731 503 250

Tel/fax: +420 233 931 123

e-mail: info@DNA.com.cz

web: http://DNA.com.cz